

# Sensor Wrap™

Bant Gerektirmeyen Destek

Sensör, hortum ya da tüpleri ciltte yapıştırıcı kullanmaksızın sabitler.

Yumuşak kayışları örme naylon ve likra karışımındandır ve iç yüzeyindeki patentli köpüksü yapısıyla bebek teni hissindedir.

Bebeğin kol ya da bacağına köpük yüzey, bebek tenine değecek şekilde sarın.

Aşırı derece sıkılmamaya dikkat edin.



## Sipariş Detayları - Sensor Wrap™

| KOD     | ÜRÜN AÇIKLAMASI      | AMBALAJ MİKTARI |
|---------|----------------------|-----------------|
| CP-0005 | Sensor Wrap™ Tek boy | 200 Adet        |

**Westmed**

When Your Care is Critical

### Distribütör Bilgileri

Poyraz Tıbbi Cihazlar Medikal  
Merkez Ofis : Kozyatağı Mah. Gazi Ethem Paşa Sok.  
No:41/A Kadıköy / İSTANBUL  
0 850 255 0 779 / info@poyrazmedikal.com.tr  
www.poyrazmedikal.com.tr